



FLUJOMETRO ACARE

FLUJOMETRO SERIE FA-OS-81



ATENCIÓN:

Para utilizar y conservar su flujómetro, lea cuidadosamente la información contenida en este manual. Cualquier duda contacte a su representante.

PRESENTACIÓN:

Los flujómetros Acare fueron diseñados y fabricados de acuerdo a normas internacionales de calidad. Son utilizados para controlar e indicar un flujo de aire o oxígeno.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO:

El principio de funcionamiento está basado en un tubo plástico y un flotador (esfera). El gas entra por la base del tubo cónico que levanta el flotador. (esfera). El tubo cónico previamente calibrado indica el flujo en una escala graduada, la lectura se debe hacer en el centro del flotador.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de conectar el flujómetro a la toma de pared o a un regulador de presión, cerciórese de que:
2. Este limpio y en buenas condiciones
3. No haya grasa ni aceite
4. No esté obstruida la entrada de gas
5. Los puntos de conexión a la línea de gas estén bien ajustados y herméticos
6. Y haber leído las precauciones antes descritas.
7. A continuación conecta la entrada de gas del flujómetro a una toma de pared o a un regulador de presión certificado. Mantenga el flujómetro en posición vertical.
8. Verifique que no hayan fugas antes de utilizar el dispositivo, este procedimiento se debe hacer periódicamente (ver las precauciones anteriores). Si detecta fugas contacte al representante
9. Conecte el dispositivo seleccionado para hacer terapia respiratoria a la salida del flujómetro.
10. Gire la perilla de regulación y ajuste el flujo de oxígeno o aire, el ajuste se da con la esfera en el centro de cada fracción calibrada en el tubo interno.

11. Cuando el proceso termine proceda a girar la perilla de ajuste en sentido horario hasta cortar totalmente el flujo de gas.
12. Si en la utilización del dispositivo hay riesgo de contaminación, someta el equipo a esterilización de acuerdo a las recomendaciones antes dadas.

PRECAUCIONES.

- No intente utilizar el flujómetro sin previo conocimiento o supervisión adecuada. Los flujómetros solo podrán conectarse a una toma o un regulador siempre que tengan conectados los acoples normalizados
- No utilice el flujómetro si sus componentes no se encuentran herméticamente sellados. Para verificar obstruya la conexión de salida y aplique una solución detergente neutra en todas las conexiones, si al aplicar la solución observa burbujas, desmonte el equipo y repárelo o llame a su representante.
- No fume en el lugar donde se utilice este dispositivo.
- Verifique que el gas a utilizarse sea el indicado en las marquillas que trae el flujómetro así: Flujómetro de color amarillo se debe utilizar con aire comprimido y el flujómetro de color verde se debe utilizar con oxígeno.
- Nunca utilice grasas, aceites o materiales orgánicos que en contacto con el oxígeno puedan reaccionar y generar una explosión. Los equipos que utilizan oxígeno nunca deben ser lubricados con grasas o aceites comerciales.
- Mantenga el flujómetro limpio y en buen estado de conservación, para limpiarlo utilice un paño humedecido con una solución de jabón detergente neutro o la solución desinfectante que utilice la entidad hospitalaria. Los residuos internos se deben remover utilizando el mismo procedimiento.
- No utilice alcohol, alcohol isopropílico, para la limpieza de los flujómetros, estas soluciones pueden disminuir la vida útil del producto.
- Si la utilización del flujómetro ofrece riesgo de contaminación proceda a desinfectarlo y/o esterilizarlo con una solución a base de glutaraldeído para poderlo reutilizar.
- El aspirador no soporta temperaturas superiores a 60°C, portanto no someta a auto clavado con vapor, el dispositivo se deteriorará ostensiblemente.
- No intente reparar el flujómetro si no cuenta con la capacitación adecuada
- El mantenimiento de este dispositivo debe ser hecha por personal entrenado y calificado para esta labor.
- Solo utilice el flujómetro cuando funcione correctamente, caso contrario, sáquelo de servicio y contacte al representante.
- No utilice el equipo para otra actividad que no sea la indicada por el fabricante.
- Para contar con el servicio de asistencia técnica, conserve el número de serie que está pegado al dispositivo.
- El no cumplimiento de las anteriores recomendaciones serán consideradas como mal uso del dispositivo.